

# PAPER RING

Pruebas de susceptibilidad más fáciles,  
rápidas y precisas para un uso responsable  
de los antibióticos



CONNECTED BY CARE®

MASTITIS



- ⊕ Rápido y fácil de usar
- ⊕ Preciso Zonas de inhibición
- ⊕ Riesgo mínimo de errores



RÁPIDO Y FÁCIL  
DE USAR



PRECISO ZONAS  
DE INHIBICIÓN



USO RESPONSABLE  
DE ANTIBIÓTICOS

Cada vez más veterinarios comienzan a realizar trabajos de laboratorio en sus instalaciones para poder ofrecer consejos de gestión rápidos y de alta calidad para ayudar a los ganaderos en su enfoque de la mastitis. Las pruebas de susceptibilidad son necesarias para la elección óptima de la terapia y la evaluación. Los anillos de papel ayudan a seleccionar los antibióticos adecuados, son fáciles de pedir y almacenar.

Los anillos de papel están impregnados con concentraciones específicas de antibióticos de estrecho espectro para pruebas de susceptibilidad in vitro de las principales bacterias causantes de mastitis, basadas en el método europeo de difusión en disco de EUCAST. Paneles fijos para bacterias gramnegativas y positivas seleccionados por expertos. Los criterios de interpretación se proporcionan y se basan en los criterios internacionalmente aceptados publicados por el EUCAST, complementados por los criterios de los documentos del CLSI.


Dechra Veterinary Products  
Carrer Tuset, 20, 6ª planta  
08006 Barcelona  
+34 607204808 / [Gregorio.Cebrian@dechra.com](mailto:Gregorio.Cebrian@dechra.com)  
[www.dechra.es](http://www.dechra.es)

  
**Dechra**




# Ventajas del nuevo Paper Ring

## La forma clásica de realizar las pruebas



## Paper Ring probando



## El análisis preciso de qué antibiótico utilizar

Los paneles de antibióticos para bacterias gramnegativas y grampositivas han sido cuidadosamente recopilados por expertos para facilitar un enfoque específico.

### Panel de Gram negativos

- 1 AMP = Ampicilina
- 2 CTX = Cefotaxima
- 3 SXT = Trimetoprima – Sulfametoxazole (todas las combinaciones de sulfas)
- 4 Blanco
- 5 K = Kanamicina
- 6 N = Neomycina
- 7 ENR = Enrofloxacin

### Panel de Gram positivos

- 1 P = Penicilina
- 2 FOX = Cefoxitina
- 3 SXT = Trimetoprima – Sulfametoxazole (todas las combinaciones de sulfas)
- 4 CD = Clindamicina (representante de Pirlimicina y Lincomicina)
- 5 Ery = Erythromicina (representante de Tylosina)
- 6 K = Kanamicina
- 7 N = Neomycina

Ejemplo de resultado de *S. Aureus*: Sensible a la penicilina y a la cefoxitina, resistente a la clindamicina. Terapia elegida: Penethamate - Revozyn RTU parenteral combinado con inyector intramamario

## Empezar a utilizar Paper Rings

Para más información sobre los anillos de papel y/o para obtener su primer lote de anillos de papel, póngase en contacto con su gestor de cuentas en Dechra:

Dechra Veterinary Products  
Carrer Tuset, 20, 6ª planta  
08006 Barcelona

+34 607204808  
Gregorio.Cebrian@dechra.com  
www.dechra.es

En un solo envase:  
10 bolsitas de 10 paper rings



## Connected by Care

Connected by Care se centra en apoyar a los veterinarios en múltiples niveles. Nos sentimos conectados a través de los valores que compartimos con nuestros clientes y los ganaderos a los que sirven. Cuidado del animal. Cuidado de un negocio saludable. Cuidado sobre el uso responsable de los antibióticos.

